

Druckminderer Habicht m. Röhrenflowmeter



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910003

Beschreibung

O₂ Druckminderereinheit

HABICHT

Absaug- und Insufflationseinheit,
Flaschenanschluss

Kombigerät mit Flaschenanschluss, Druckminderer mit
Hochdruckhandanschluss nach DIN 477, fest eingestellt
auf 500 kPa (5 bar), mit Inhaltsmanometer, Sicherheitsventil,
Ejektor mit Vakuummeter, Flowmeter mit Feindosierventil zur
Dosierung des Flows;
Lieferumfang ohne Überlauf- bzw. Befeuchterflasche

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle / Vakuumtülle

Leistung: 0...15 l/min

regelbar zwischen 0 und -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

Bestehend aus:

1 x Kombigerät