


Kolibri, Schiene O2 Standard NIST ISO32



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902164

Beschreibung

Kolibri, O₂, 0...15 l/min

SCHIENENGERÄT NIST

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002;

Flow wird über Handrad in 10 Raststufen eingestellt;

Gaseingang NIST in Schienenklemme integriert;

Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Handrad in ISO32 - weiß für O₂

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 9/16-18 UNF - 18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
