

Doppelflowmeter, MEDAP, O₂, 0-15l/min



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901577

Beschreibung

Doppelflowmeter, O₂, 0...15 l/min, MEDAP

-Steckergerät-

Medizinisches Doppelflowmeter, druckkompensiert nach
DIN EN ISO 15002, mit Feinregulierventil zur Dosierung des
Flows, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle MEDAP

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: MEDAP Stecker

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: je 0...15 l/min

Vordruck: 450 kPa +/- 50 kPa

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff