

Forano, Hinterteil, UP/HW, DIN, O2



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903250

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF

Gasartspezifischer Basisblock für den Einbau in feste Mauerwände (Unterputzmontage) oder in Hohlwände. Einbaugehäuse mit Gewinding zum nachträglichen Höhenausgleich (bis zu 25 mm). Basisblock mit hartverlötetem Kupferrohr; Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Cu-Rohr
- Einbaugehäuse mit Höhenausgleich
- Kamin (zum Schutz des Cu-Rohres)
- Staubschutzkappen

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff / O2

Einbauart: Unterputz-/Hohlwandmontage

Eingang: Cu-Rohr 8x1 mm gerade, oben

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff
