

Verneblersteckventil mit Klammer AIR/O₂



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900865

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil mit Klammer AIR/O₂

Steckergerät

Verneblersteckventil, fest eingestellt mit Seitenklammer und

Kombistecker, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle

Gasart: Druckluft / Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF/ Flowtülle

Leistung: 5 l/min ± 20%