

Schlauch, O2, 1,5m, NF - NIST, fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902526

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Sauerstoff / O2

Eingang: Stecker nach NF S 90-116

Schlauchlänge: 1,5 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff