


Forano, Vorderteil, BS, O2, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905160

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil BS

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß BS 5682

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Steckeraufnahme farbig gemäß DIN EN ISO 9170-1 (ISO32).

Beschriftung Druckring: bedruckt

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff / O₂

Beschriftung: oxygen / O₂

Farbkennzeichnung: gemäß DIN EN ISO 9170-1 (ISO32)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff
