

# Umschaltanlage MediControl MC2050T



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 326051

## Beschreibung

Umschaltanlage MediControl 2050T

Leistung: 50 m<sup>3</sup>/h

Vordruck: max. 200 bar

Hinterdruck: 5 bar +/- 0,5 bar

elk. Anschluss: 230 V AC

Systemsprache: Deutsch

Modus: Tank und 2 Flaschenbatterien

Gasart: ++++++

Bestehend aus:

1 x MC2050

1 x Set Rohre MC2050

1 x DM-Tanktafel (327800)

Mikroprozessor-gesteuerte Gasversorgungsanlage für 2-seitige Flaschenversorgung, Ausführung nach DIN EN

ISO 7396-1, LCD-Display mit Angaben des Betriebszustands u. Servicemeldungen im Klartext, Weiterl. der Meldungen über potentialfreie Kontakte, sensorische Drucküberwachung, 2-stufige Druckreduzierung, 2.Stufe doppelt ausgelegt, pneum. Vorrangschaltung bei Netzausfall, mit Manometern und Noteinspeisemöglichkeit (NIST), komplett montiert auf Montageplatte inkl. Haube; Zusätzlich: DM-Tafel für Tankversorgung mit Absperrventil, Drucksensor, Noteinspeisemöglichkeit (NIST)