


Falke o. Flow O2 DIN +1DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910382

Beschreibung

Falke, ohne Flow mit 1 Steckkupplung,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
mit einer Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Steckkupplung nach DIN 13260-2, unten

Leistung: 450 kPa (4,5bar)

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff