

Kolibri, Stecker DIN, AIR Standard+ lang



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901486

Beschreibung

Kolibri, AIR, 0...30 l/min, Standard+, DIN

- STECKERGERÄT, lang -

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF
und Flowtülle

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow 108 mm

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...30 l/min

Raststufen: 0/ 0,5/ 1/ 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 15/ 30+ l/min

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
