

Flowmeter, AGA, O₂, 0-15l/min



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901655

Beschreibung

Flowmeter, standard

Medizinisches Flowmeter, druckkompensiert nach DIN EN ISO 15002,
mit Feinreguliertventil zur Dosierung des Flows, zum Einkuppeln in
eine Entnahmestelle

STECKERGERÄT

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach SS 87 524 30 (AGA)

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff