


Kolibri, Stecker Carba, O2 Standard



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901585

Beschreibung

Kolibri, O2, Standard, 0...15 l/min, CARBA

STECKERGERÄT

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Carba Med Stecker

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff