

Schlauch, AIR, 1,5m, DIN - NIST, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902414

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 1,5 m

Farbkennzeichnung: ISO 32 (schwarz/weiß)

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
