

Falke m. Flow Neo O2 AGA Tülle



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910336

Beschreibung

Falke mit Flow, NEO,
Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschluss
nach SS 367615, Inhaltsmanometer, stufenweise einstellbarer
Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Hochdruckhandanschluss nach SS 367615; Nr. E1 (W21.8)

Abgang: Flowtülle unten

Leistung: 0...1 l/min.

Raststufen: 0/ 0,1/ 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1,0 l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff