


Falke m. Flow Stand+ O2 DIN 9/16



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910351

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard+

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle), unten

Leistung: 0...30 l/min

Raststufen: 0/ 0,5/ 1/ 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 15/ 30 l/min

Eigenschaften

Gasart O₂-Sauerstoff