

Falke mit Flow Kind CO2 DIN 9/16



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500152

Beschreibung

Falke mit Flow, Kinder,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Kohlendioxid / CO2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 6

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle), unten

Leistung: 0...5 l/min

Raststufen: 0/ 0,1/ 0,3/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 l/min

Eigenschaften

Gasart	CO2-Kohlendioxid
---------------	------------------