


Winkelstecker AIR Tülle 7mm, DIN,ISO V4A



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 505151

Beschreibung

Winkelstecker für Druckluft
mit 7 mm Tülle und Rückschlagventil
Steckervorderteil aus 1.4404 (Edelstahl)

Gasart: Druckluft / AIR

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 7 mm Schlauchtülle

Farbkennzeichnung: nach ISO 9170-1 (schwarz/weiß)

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft
---------------	---------------