

Kolibri, Stecker, DIN, AIR OFF/6



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901402

Beschreibung

Kolibri, für Druckluft
-Steckergerät-

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF
und Flowtülle

Gasart: Druckluft

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 88 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flowtülle)

Abgang: 9/16-18 UNF/ Flowtülle

Leistung: 0 / 6 l/min

Raststufen: 0 + 6

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft
---------------	---------------

Variante	Air Off/6
-----------------	-----------