


Falke o. Flow O2 DIN +1NF



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 500353

Beschreibung

Falke, O2, ohne Flow
mit 1 Steckkupplung NF
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer
und einer Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O2

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Steckkupplung nach NF S 90-116, unten

Leistung: 450 kPa

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
---------------	---------------