

Kolibri 2 Stecker DIN O2 Kinder lang



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 906405

Beschreibung

KOLIBRI 2, O₂, 0...5 l/min

- Kinder DIN STECKERGERÄT -

Version lang

Raststufen:

0 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Gesamtlänge "lang"

Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow

(Abstand von Entnahmestelle bis Flowtülle):

75 mm (Zwischenstück 60mm)

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln

in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise

einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...5 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
Norm Eingang	DIN
Variante	Kinder Lang