

Forano Hintert. ger.Rohr, DIN, AGA, AIR8



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903204

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF

Gasartspezifischer Basisblock für den Einbau in
Versorgungsschienen oder -kanäle.

Basisblock mit Distanzscheibe und Befestigungssteg;
hartverlötetem Kupferrohr, Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Cu-Rohr
- Distanzscheibe
- Befestigungssteg

Technische Daten:

Gasart: Druckluft 8 bar / AIR-800

Einbauart: Medienversorgungsschiene

Eingang: Cu-Rohr 8x1 mm gerade, oben

Eigenschaften

Gasart AIR-800-Druckluft 8bar