

Schlauch, VAC, 3m, DIN - NIST, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902417

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 3 m

Farbkennzeichnung: ISO 32 (gelb)

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart VAC-Vakuum