


Kolibri, Stecker Carba, O2 Standard+



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901586

Beschreibung

Kolibri, Standard+

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF und
Flowtülle

STECKERGERÄT

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Carba Med Stecker

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...30+ l/min

Eigenschaften

