

Forano, Vorderteil, DIN, CO2, neut



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905115

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

farbneutral - Version III ab 08/2019

Gasart: Kohlendioxid / CO2

Beschriftung: carbon dioxide / CO2

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäss DIN 13260 Teil 2

mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Farbneutral (schwarz)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Kohlendioxid / CO₂

Beschriftung: carbon dioxide / CO₂

Farbkennzeichnung: farbneutral (schwarz)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

CO₂-Kohlendioxid
