


Forano, Vorderteil, DIN,O2 93, neut



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905118

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

farbneutral

Gasart: Sauerstoff 93 / O2 93

Beschriftung: oxygen 93 / O2 93

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2
mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Farbneutral (schwarz)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff 93 / O2 93

Beschriftung: oxygen 93 / O2 93

Farbkennzeichnung: farbneutral (schwarz)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

O293-Sauerstoff 93
