

Kolibri, Stecker, DIN, O2 Standard+



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901401

Beschreibung

Kolibri, O₂, 0...30 l/min

- Standard+ / STECKERGERÄT -

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF
und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 88 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flowtülle)

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...30 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 30+ l/min

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
---------------	---------------

Variante	Standard+
-----------------	-----------