

Kolibri, Stecker DIN, O2 NEO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901405

Beschreibung

Kolibri, O₂, 0...1 l/min

- NEO / STECKERGERÄT -

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF
und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 88 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flowtülle)

Abgang: 9/16-18UNF / Flowtülle

Leistung: 0...1 l/min

Raststufen: 0 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 l/min

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
--------	---------------
