

Verneblersteckventil mit Aufnahme O2



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900775

Beschreibung

Fitis Verneblersteckventil mit Aufnahme O2

Steckergerät

Verneblersteckventil, fest eingestellt mit Aufnahme (oben) und Kombistecker, zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle.

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 5 l/min $\pm$ 20%

Eigenschaften

Gasart

O2-Sauerstoff