

Falke m. Flow Stand+ O2 DIN Tülle +2DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910209

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard+
mit 2 Steckkupplungen,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss.
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: Flowtülle / 2 Steckkupplungen nach DIN 13260 Teil 2

Leistung: 0...30 l/min Flowtülle - Steckkupplung max. 120 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 30+ l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff