

Doppelflowmeter, NIST, O₂, 0-15l/min



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902620

Beschreibung

Doppel-Flowmeter, O₂, 0...15 l/min

SCHIENENGERÄT NIST

Medizinisches Doppel-Flowmeter, druck-
kompensiert nach DIN EN ISO 15002,
mit Feinregulierventil zur Dosierung des
Flows; Gaseingang NIST in Schienen-
klemme integriert

Gasart: Sauerstoff / O₂

Eingang: NIST gemäß DIN EN ISO 18082

Abgang: 2 x 9/16- 18 UNF

Leistung: je 0...15 l/min

Eigenschaften

