

Falke m. Flow Stand. O2 BS Tülle Bull



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910324

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard,
Kompaktdruckminderer mit Hochdruckhandanschluss
nach BS 341-3, Inhaltsmanometer, stufenweise einstellbarer
Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: HD-Handanschluss nach BS 341-3; Anschluss: 3 (Bene)

Abgang: Flowtülle unten

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart O₂-Sauerstoff