

Falke m. Flow Stand. O2 DIN 9/16 +2DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910362

Beschreibung

Falke mit Flow, Standard mit 2 Steckkupplungen,
Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
DIN Steckkupplung bei einem Druck von 450 kPa.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle) / 2 Steckkupplungen nach DIN 13260-2

Leistung: 0...15 l/min 9/16-18 UNF; Steckkupplung max. 120 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff