

Schlauch, CO2, 3m, DIN - NIST, ISO



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902409

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Kohlendioxid / CO₂

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 3,0 m

Farbkennzeichnung: ISO 32 (grau)

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart CO₂-Kohlendioxid