


Druckminderereinheit, AIR, Gr. 1, 8bar



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 325812

Beschreibung

Druckminderereinheit zur Reduzierung des Kesseldrucks auf 8 bar Ausführung in Anlehnung an die DIN EN ISO 7396-1, jede Druckmindererstufe doppelt ausgelegt mit Absperrventilen, Sicherheitsventil, Kontaktgeber, komplett auf einer Montageplatte montiert.

Größe: 1

Leistung: 50 Nm³/h

Gasart: Druckluft / AIR

Druck: 800 kPa (8 bar)

Kontaktgeber: 600 / 1000 kPa (6 bar / 10 bar)

Eigenschaften

Gasart AIR-Druckluft