

Vakuumregler Specht -90 AIR Stecker NF



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901512

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Specht-90, Steckergerät NF

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Vakuumerzeugung,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil,
Schalldämpfer und Filteraufnahme.

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Eingang: Stecker nach NF S 90-116

Regelbereich: 0 bis -85 kPa (0 bis -0,85 bar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart AIR-Druckluft