

Vakuumregler Spatz -10 Schiene NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902675

Beschreibung

Vakuumregler Spatz-10, Schienengerät NIST

Medizinischer Vakuumregler mit Vakuummeter,
Feindosier- und Schnellschlussventil,
zum Befestigen an einer Geräteschiene (25x10 mm).
Der Gaseingang ist in der Schienenklemme integriert (NIST).

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

Niederdruck-Schlauchleitung VAC mit Ausgang NIST
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: NIST Gehäuse nach DIN EN ISO 18082

Regelbereich: 0 bis -10 kPa (0 bis -100 mbar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle