

# Kolibri 2 Stecker MEDAP O2 Kinder



**Hersteller:** Greggersen

**Produktnummer:** 906452

## Beschreibung

KOLIBRI 2, O<sub>2</sub>, 0...5 l/min

- Kinder MEDAP STECKERGERÄT -

Raststufen:

0 / 0,1 / 0,3 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 l/min

Stufen-Kompaktflowmeter KOLIBRI 2

mit fest angebrachten Blenden mit Auswahlvorrichtung

Medizinisches Kompaktflowmeter zum Einkuppeln  
in eine Entnahmestelle, mit Handrad - stufenweise  
einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF Gewinde

Einstellvorrichtung ergonomisch optimiert und Ablesbarkeit  
der eingestellten Flowstufe aus verschiedenen Blickrichtungen  
und -winkeln möglich.

Bedienkonzept frontal -> mehr Sicherheit bei der  
Einstellung des korrekten Durchflusses

Gasart: Sauerstoff / O<sub>2</sub>

Anschluss: Stecker MEDAP

Abgang: 9/16-18 UNF

Leistung: 0...5 l/min bei Vordruck 450 kPa (4,5 bar)

Zum Betrieb notwendiges Zubehör:

900619 - Schlauchanschluss 9/16-18 UNF

## Eigenschaften

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Gasart</b>       | O <sub>2</sub> -Sauerstoff |
| <b>Norm Eingang</b> | MEDAP                      |
| <b>Variante</b>     | Kinder                     |