

Kolibri, Stecker, DIN, AIR OFF/8



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901403

Beschreibung

Kolibri, für Druckluft
-Steckergerät-

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss,
Abgang 9/16-18 UNF und Flowtülle

Gasart: Druckluft

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: 88 mm (Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flowtülle)

Abgang: 9/16-18 UNF/ Flowtülle

Leistung: 0 / 8 l/min

Raststufen: 0 + 8

Eigenschaften

Gasart	AIR-Druckluft
Variante	Air Off/8