

Forano, Vorderteil, DIN, O2, neut



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 905110

Beschreibung

Entnahmestelle FORANO - Vorderteil DIN

farbneutral - Version III ab 08/2019

Gasart: Sauerstoff / O2

Beschriftung: oxygen / O2

Gasartspezifische Steckeraufnahme zur Montage
auf Hinterteil FORANO.

Steckeraufnahme gemäß DIN 13260 Teil 2

mit Park- und Betriebsstellung.

Entriegelung über Druckring.

Farbkennzeichnung:

Farbneutral (schwarz)

Beschriftung Druckring: bedruckt

Sprache: Englisch

Cartridge inkl. Dichtelementen

Technische Daten:

Gasart: Sauerstoff / O₂

Beschriftung: oxygen / O₂

Farbkennzeichnung: farbneutral (schwarz)

Frontdurchmesser: Ø 42mm

Lieferumfang:

- gasartspezifische Steckeraufnahme
- Druckring inkl. Druckbeschriftung
- Cartridge mit Dichtelementen

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff
