


Schlauch, O2, 5m, DIN - DIN-Kupplung, fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902530

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung
nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Kupplung nach DIN

Spezifikation:

Gasart: Sauerstoff / O₂

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 5,0 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: Kupplung nach DIN 13260 Teil 2

Eigenschaften

Gasart	O ₂ -Sauerstoff
---------------	----------------------------