

Kolibri, Stecker, DIN, O2 Standard, verl



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 901496

Beschreibung

Kolibri, O₂, 0...15 l/min

- STECKERGERÄT, verlängert -

Medizinisches Kompaktflowmeter nach DIN EN ISO 15002,
zum Einkuppeln in eine Entnahmestelle, mit Handrad
stufenweise einstellbarer Durchfluss, Abgang 9/16-18 UNF
und Flowtülle

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Gesamtlänge: Steckervorderteil bis Mitte Ausgang Flow 133 mm

Abgang: 9/16-18 UNF / Flowtülle

Leistung: 0...15 l/min

Raststufen: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 l/min

Eigenschaften

Gasart	O2-Sauerstoff
--------	---------------
