


Forano, Hinterteil, VS100M A re,DIN,AIR



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 903211

Beschreibung

Entnahmestelle Forano Basisblock (Hinterteil) DIN/AGA/NF

Gasartspezifischer Basisblock für den Einbau in
Trilux Medienversorgungs kanal VS100.

Basisblock mit Distanzscheibe und Befestigungssteg;
hartverlötetem Kupferrohr, Rückschlag- und Wartungsventil integriert.

Lieferumfang:

- gasartspezifischer Basisblock mit Cu-Rohr
- Distanzscheibe (2 St.)
- Befestigungssteg

Technische Daten:

Gasart: Druckluft / AIR

Einbauart: Trilux VS100 M (A)

Eingang: Cu-Rohr 8x1 mm gebogen, rechts

Eigenschaften

