


Falke m. Flow Kind O2 DIN 9/16



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 910352

Beschreibung

Falke mit Flow, Kinder

Kompaktdruckminderer mit Inhaltsmanometer;
stufenweise einstellbarer Durchfluss.

Gasart: Sauerstoff / O₂

Anschluss: Handanschluss für Gasflaschen nach DIN 477, Nr. 9

Abgang: 9/16-18 UNF (Flowtülle) unten

Leistung: 0...5 l/min

Raststufen: 0/ 0,1/ 0,3/ 0,5/ 0,6/ 0,8/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 l/min

Eigenschaften

Gasart

O₂-Sauerstoff