

Vakuumregler Spatz -90 Stecker DIN



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900900

Beschreibung

Vakuumregler Spatz-90, Steckergerät DIN

Medizinischer Vakuumregler nach dem Bypass-Prinzip,
mit Vakuummeter, Feindosier- und Schnellschlussventil.

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Regelbereich: -20 bis -85 kPa (-0,2 bis -0,85 bar)

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle