


Druckminderereinheit, AIR, Gr. 1, 5bar



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 325810

Beschreibung

Druckminderereinheit zur Reduzierung des Kesseldrucks auf 5 bar Ausführung in Anlehnung an die DIN EN ISO 7396-1, jede Druckmindererstufe doppelt ausgelegt mit Absperrventilen, Sicherheitsventil, Kontaktgeber, komplett auf einer Montageplatte montiert.

Größe: 1

Leistung: 50 Nm³/h

Gasart: Druckluft / AIR

Druck: 500 kPa (5 bar)

Kontaktgeber: 400 / 600 kPa (4 bar / 6 bar)

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft