

Ersatzblech Tragbare Notversorgung



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 902703

Beschreibung

Ersatzblech für HABICHT

Tragbare Notversorgungseinheit

Trageblech für Notversorgungseinheit

komplett mit Flaschenhalterung
und Tragegriff

Material: Edelstahl V2A

Abmessung: 520x330x120 mm (HxBxT)

Zum Anhängen an eine Geräteschiene
oder Bett geeignet.

Aufnahme geeignet für Druckgasflaschen
mit Durchmesser 100 mm