

Vakuumreg. Pirol 2.0 -90,VAC,STECKER,CAR



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 904620

Beschreibung

Vakuumregler Pirol -90, Steckergerät CARBAMED

Medizinischer Vakuumregler zur Dosierung des Vakuums.

Mit 360° drehbarem Manometer; großes, ergonomisches Einstellhandrad.

Durch die Einstellmechanik ist eine stufenlose, genaue und intuitive Regelung des Vakuums möglich. Das drehbare Manometer ermöglicht dem Anwender das Ablesen des eingestellten Wertes aus einem optimalen Blickwinkel.

Die Reglereinheiten PIROL erfüllen die Anforderungen der EN ISO 10079-3 (high vacuum /high flow).

Material:

Gehäuse: Aluminium, eloxiert

Handrad: PA Kunststoff

Stecker: Messing, verchromt

Technische Daten:

Gasart: Vakuum / VAC

Eingang: Stecker CARBAMED nach SN ENV 737-6:2005

Regelbereich: 0 bis -90 kPa $\pm$ 10%

Leistung: > 20 l Freeflow/min bei -90 kPa

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart

VAC-Vakuum
