

Sekretüberlaufsicherung 0,25 l VAC



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900913

Beschreibung

Sekretüberlaufsicherung VAC 0,25 L
passend für Skua + Pirol und Spatz

Anschluss: 9/16-18 UNF Überwurfmutter
schwarz, PA Kunststoff

Abgang: Ø 6 - 10mm Tülle

Inhalt: 0,25 L - APEC Kunststoff

0,25 l komplett mit Überlaufsicherung
und Tülle passend für alle Pirol- , Skua- und
Spatz-Regler, Anschluss von oben.

Überlaufsicherung aus Messing, verchromt