

Vakuumreg. Skua 2.0 -90,AIR,SCHIENE,NIST



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 904601

Beschreibung

Druckluft-Absauggerät Skua -90, Schienengerät NIST

Medizinisches Druckluft-Absauggerät zur Dosierung des Vakuums.

Das Vakuum wird mittels Druckluft nach dem Venturi-Prinzip erzeugt. Mit 360° drehbarem Manometer; großes, ergonomisches, Einstellhandrad; drehbare Ablufthülse.

Der Gaseingang ist in der Schienenklemme integriert (NIST).

Durch die Einstellmechanik ist eine stufenlose, genaue und intuitive Regelung des Vakuums möglich. Das drehbare Manometer ermöglicht dem Anwender das Ablesen des eingestellten Wertes aus einem optimalen Blickwinkel.

Über die Ablufthülse lässt sich zudem der Luftstrom individuell ausrichten.

Die Reglereinheit erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 10079-3:2014 (high vacuum /high flow).

Material:

Gehäuse: Aluminium, eloxiert

Handrad: Kunststoff

Schienenklemme: Aluminium, eloxiert

Technische Daten:

Gasart: med. Druckluft / AIR

Eingang: NIST-Gehäuse gemäß DIN EN ISO 18082

Regelbereich: 0 bis -85 kPa $\pm$ 10%

Leistung: >20 l Freeflow/min

Abgang: 9/16-18 UNF mit Vakuumtülle

Eigenschaften

Gasart

AIR-Druckluft
