

Schlauch, CO2, 1,5m, DIN - NIST, fn



Hersteller: Greggersen

Produktnummer: 900045

Beschreibung

Niederdruck-Schlauchleitung

nach DIN EN ISO 5359

Winkelstecker mit Rückströmbegrenzung,
Schlauchleitung und Geräteanschluss NIST

Spezifikation:

Gasart: Kohlendioxid / CO₂

Eingang: Stecker nach DIN 13260 Teil 2

Schlauchlänge: 1,5 m

Farbkennzeichnung: Farbneutral

Abgang: gasartspezifische Verschraubung NIST

Eigenschaften

Gasart CO₂-Kohlendioxid